

Leistenmaße Dynamic-Damen

Last Dimensions Dynamic Women's-Model

Größe Size	Modell Model	Leistenlänge Last Length A-B (cm)	Ballenmaß Ball of Foot M (cm)	Fersenmaß Heel N (cm)	Zehenhöhe Toe High L (cm)	Ballenbreite Ball Width C-D (cm)
36	LucRo S	24,30	22,80	32,10	3,15	9,20
	LucRo M	24,30	23,90	33,70	3,20	9,20
	LucRo W	24,30	24,50	34,20	3,25	9,20
	PLUS 10	24,30	25,50	35,30	4,20	9,20
37	LucRo S	25,00	23,30	32,80	3,20	9,30
	LucRo M	25,00	24,40	34,40	3,25	9,30
	LucRo W	25,00	25,00	34,90	3,30	9,30
	PLUS 10	25,00	26,00	36,00	4,25	9,30
38	LucRo S	25,70	23,80	33,50	3,25	9,40
	LucRo M	25,70	24,90	35,10	3,30	9,40
	LucRo W	25,70	25,50	35,60	3,35	9,40
	PLUS 10	25,70	26,50	36,70	4,30	9,40
39	LucRo S	26,40	24,30	34,20	3,30	9,55
	LucRo M	26,40	25,40	35,80	3,35	9,55
	LucRo W	26,40	26,00	36,30	3,40	9,55
	PLUS 10	26,40	27,00	37,40	4,35	9,55

Größe Size	Modell Model	Leistenlänge Last Length A-B (cm)	Ballenmaß Ball of Foot M (cm)	Fersenmaß Heel N (cm)	Zehenhöhe Toe High L (cm)	Ballenbreite Ball Width C-D (cm)
40	LucRo S	27,10	24,80	34,90	3,35	9,70
	LucRo M	27,10	25,90	36,50	3,40	9,70
	LucRo W	27,10	26,50	37,00	3,45	9,70
	PLUS 10	27,10	27,50	38,10	4,40	9,70
41	LucRo S	27,80	25,30	35,60	3,40	9,85
	LucRo M	27,80	26,40	37,20	3,45	9,85
	LucRo W	27,80	27,00	37,70	3,50	9,85
	PLUS 10	27,80	28,00	38,80	4,45	9,85
42	LucRo S	28,50	25,80	36,30	3,45	10,00
	LucRo M	28,50	26,90	37,90	3,50	10,00
	LucRo W	28,50	27,50	38,40	3,55	10,00
	PLUS 10	28,50	28,50	39,50	4,50	10,00
43	LucRo S	29,20	26,30	37,00	3,50	10,15
	LucRo M	29,20	27,40	38,60	3,55	10,15
	LucRo W	29,20	28,00	39,10	3,60	10,15
	PLUS 10	29,20	29,00	40,20	4,55	10,15


* Das Hilfsmittelverzeichnis besitzt keinen abschließenden Charakter, sondern gilt vielmehr als Entscheidungshilfe bzw. dient der Information der Versicherten, Leistungserbringer, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte sowie Krankenkassen. Daher können auch Hilfsmittel, die nicht im Hilfsmittelverzeichnis gelistet sind, durch die GKV erstattungsfähig sein.

The therapeutic aid numbers (Hilfsmittel-Nr.) listed are relevant only to holders of German healthcare insurance. They have no relevance to the healthcare insurance systems of other countries.

Plus 10 (+10 mm)

Dieser Leisten ist in der gesamten Länge um 10 mm aufgebaut, so dass eine bis zu 16 mm starke diabetesadaptierte Fußbettung im LucRo-Schuh Platz findet!

The shaft extension in particular (+10 mm) allows diabetes-adapted footbeds to be incorporated into selected models!



Leistenmaße Urbanic-Damen

Last Dimensions Urbanic Women's-Model


Größe Size	Modell Model	Leistenlänge Last Length A-B (cm)	Ballenmaß Ball of Foot M (cm)	Fersenmaß Heel N (cm)	Zehenhöhe Toe High L (cm)	Ballenbreite Ball Width C-D (cm)
36	LucRo S	24,30	23,10	31,10	3,30	8,90
	LucRo M	24,30	24,20	31,80	3,35	8,90
	LucRo W	24,30	24,80	32,60	3,40	8,90
	PLUS 10	24,30	25,80	33,40	4,35	8,90
37	LucRo S	25,00	23,60	31,80	3,35	9,00
	LucRo M	25,00	24,70	32,50	3,40	9,00
	LucRo W	25,00	25,30	33,30	3,45	9,00
	PLUS 10	25,00	26,30	34,10	4,40	9,00
38	LucRo S	25,70	24,10	32,50	3,40	9,10
	LucRo M	25,70	25,20	33,20	3,45	9,10
	LucRo W	25,70	25,80	34,00	3,50	9,10
	PLUS 10	25,70	26,80	34,80	4,45	9,10
39	LucRo S	26,40	24,60	33,20	3,45	9,25
	LucRo M	26,40	25,70	33,90	3,50	9,25
	LucRo W	26,40	26,30	34,70	3,55	9,25
	PLUS 10	26,40	27,30	35,50	4,50	9,25

Größe Size	Modell Model	Leistenlänge Last Length A-B (cm)	Ballenmaß Ball of Foot M (cm)	Fersenmaß Heel N (cm)	Zehenhöhe Toe High L (cm)	Ballenbreite Ball Width C-D (cm)
40	LucRo S	27,10	25,10	33,90	3,50	9,40
	LucRo M	27,10	26,20	34,60	3,55	9,40
	LucRo W	27,10	26,80	35,40	3,60	9,40
	PLUS 10	27,10	27,80	36,20	4,55	9,40
41	LucRo S	27,80	25,60	34,60	3,55	9,55
	LucRo M	27,80	26,70	35,30	3,60	9,55
	LucRo W	27,80	27,30	36,10	3,65	9,55
	PLUS 10	27,80	28,30	36,90	4,60	9,55
42	LucRo S	28,50	26,10	35,30	3,60	9,70
	LucRo M	28,50	27,20	36,00	3,65	9,70
	LucRo W	28,50	27,80	36,80	3,70	9,70
	PLUS 10	28,50	28,80	37,60	4,65	9,70
43	LucRo S	29,20	26,60	36,00	3,65	9,85
	LucRo M	29,20	27,70	36,70	3,70	9,85
	LucRo W	29,20	28,30	37,50	3,75	9,85
	PLUS 10	29,20	29,30	38,30	4,70	9,85

Plus 10 (+10 mm)

Dieser Leisten ist in der gesamten Länge um 10 mm aufgebaut, so dass eine bis zu 16 mm starke diabetesadaptierte Fußbettung im LucRo-Schuh Platz findet!

The shaft extension in particular (+10 mm) allows diabetes-adapted footbeds to be incorporated into selected models!



Leistenmaße Sportic-Damen

Last Dimensions Sportic Women's-Model


Größe Size	Modell Model	Leistenlänge Last Length A-B (cm)	Ballenmaß Ball of Foot M (cm)	Fersenmaß Heel N (cm)	Zehenhöhe Toe Height L (cm)	Ballenbreite Ball Width C-D (cm)
36	LucRo S	24,30	23,10	31,10	3,30	8,90
	LucRo M	24,30	24,20	31,80	3,35	8,90
	LucRo W	24,30	24,80	32,60	3,40	8,90
	PLUS 10	24,30	25,80	33,40	4,35	8,90
37	LucRo S	25,00	23,60	31,80	3,35	9,00
	LucRo M	25,00	24,70	32,50	3,40	9,00
	LucRo W	25,00	25,30	33,30	3,45	9,00
	PLUS 10	25,00	26,30	34,10	4,40	9,00
38	LucRo S	25,70	24,10	32,50	3,40	9,10
	LucRo M	25,70	25,20	33,20	3,45	9,10
	LucRo W	25,70	25,80	34,00	3,50	9,10
	PLUS 10	25,70	26,80	34,80	4,45	9,10
39	LucRo S	26,40	24,60	33,20	3,45	9,25
	LucRo M	26,40	25,70	33,90	3,50	9,25
	LucRo W	26,40	26,30	34,70	3,55	9,25
	PLUS 10	26,40	27,30	35,50	4,50	9,25

Größe Size	Modell Model	Leistenlänge Last Length A-B (cm)	Ballenmaß Ball of Foot M (cm)	Fersenmaß Heel N (cm)	Zehenhöhe Toe Height L (cm)	Ballenbreite Ball Width C-D (cm)
40	LucRo S	27,10	25,10	33,90	3,50	9,40
	LucRo M	27,10	26,20	34,60	3,55	9,40
	LucRo W	27,10	26,80	35,40	3,60	9,40
	PLUS 10	27,10	27,80	36,20	4,55	9,40
41	LucRo S	27,80	25,60	34,60	3,55	9,55
	LucRo M	27,80	26,70	35,30	3,60	9,55
	LucRo W	27,80	27,30	36,10	3,65	9,55
	PLUS 10	27,80	28,30	36,90	4,60	9,55
42	LucRo S	28,50	26,10	35,30	3,60	9,70
	LucRo M	28,50	27,20	36,00	3,65	9,70
	LucRo W	28,50	27,80	36,80	3,70	9,70
	PLUS 10	28,50	28,80	37,60	4,65	9,70
43	LucRo S	29,20	26,60	36,00	3,65	9,85
	LucRo M	29,20	27,70	36,70	3,70	9,85
	LucRo W	29,20	28,30	37,50	3,75	9,85
	PLUS 10	29,20	29,30	38,30	4,70	9,85

Plus 10 (+10 mm)

Dieser Leisten ist in der gesamten Länge um 10 mm aufgebaut, so dass eine bis zu 16 mm starke diabetesadaptierte Fußbettung im LucRo-Schuh Platz findet!

The shaft extension in particular (+10 mm) allows diabetes-adapted footbeds to be incorporated into selected models!



Leistenmaße Kinetic-Damen

Last Dimensions Kinetic Women's-Model


Größe Size	Modell Model	Leistenlänge Last Length A-B (cm)	Ballenmaß Ball of Foot M (cm)	Fersenmaß Heel N (cm)	Zehenhöhe Toe High L (cm)	Ballenbreite Ball Width C-D (cm)
34	LucRo S	22,90	21,80	29,20	3,10	8,40
	LucRo M	22,90	22,90	30,60	3,15	8,50
	LucRo W	22,90	23,50	31,10	3,20	8,50
	PLUS 10	22,90	24,50	32,20	4,15	8,50
	Sandalen	22,20	22,30	30,30	3,15	8,40
35	LucRo S	23,60	22,30	30,00	3,15	8,50
	LucRo M	23,60	23,40	31,40	3,20	8,60
	LucRo W	23,60	24,00	31,90	3,25	8,60
	PLUS 10	23,60	25,00	33,00	4,20	8,60
	Sandalen	22,90	22,80	31,10	3,20	8,50
36	LucRo S	24,30	22,80	30,80	3,20	8,60
	LucRo M	24,30	23,90	32,20	3,25	8,70
	LucRo W	24,30	24,50	32,70	3,30	8,70
	PLUS 10	24,30	25,50	33,80	4,25	8,70
	Sandalen	23,60	23,30	31,90	3,25	8,60
37	LucRo S	25,00	23,30	31,50	3,25	8,70
	LucRo M	25,00	24,40	33,00	3,30	8,80
	LucRo W	25,00	25,00	33,50	3,35	8,80
	PLUS 10	25,00	26,00	34,60	4,30	8,80
	Sandalen	24,30	23,80	32,70	3,30	8,70
38	LucRo S	25,70	23,80	32,20	3,30	8,80
	LucRo M	25,70	24,90	33,80	3,35	8,90
	LucRo W	25,70	25,50	34,30	3,40	8,90
	PLUS 10	25,70	26,50	35,40	4,35	8,90
	Sandalen	25,00	24,30	33,50	3,35	8,80
39	LucRo S	26,40	24,30	32,90	3,35	8,95
	LucRo M	26,40	25,40	34,50	3,40	9,05
	LucRo W	26,40	26,00	35,00	3,45	9,05
	PLUS 10	26,40	27,00	36,10	4,40	9,05
	Sandalen	25,70	24,80	34,20	3,40	8,90

Größe Size	Modell Model	Leistenlänge Last Length A-B (cm)	Ballenmaß Ball of Foot M (cm)	Fersenmaß Heel N (cm)	Zehenhöhe Toe High L (cm)	Ballenbreite Ball Width C-D (cm)
40	LucRo S	27,10	24,80	33,60	3,40	9,10
	LucRo M	27,10	25,90	35,20	3,45	9,20
	LucRo W	27,10	26,50	35,70	3,50	9,20
	PLUS 10	27,10	27,50	36,80	4,45	9,20
	Sandalen	26,40	25,30	34,90	3,45	9,05
41	LucRo S	27,80	25,30	34,30	3,45	9,25
	LucRo M	27,80	26,40	35,90	3,50	9,35
	LucRo W	27,80	27,00	36,40	3,55	9,35
	PLUS 10	27,80	28,00	37,50	4,50	9,35
	Sandalen	27,10	25,80	35,60	3,50	9,20
42	LucRo S	28,50	25,80	35,00	3,50	9,40
	LucRo M	28,50	26,90	36,60	3,55	9,50
	LucRo W	28,50	27,50	37,10	3,60	9,50
	PLUS 10	28,50	28,50	38,20	4,55	9,50
	Sandalen	27,80	26,30	36,20	3,55	9,35
43	LucRo S	29,20	26,30	35,70	3,55	9,55
	LucRo M	29,20	27,40	37,30	3,60	9,65
	LucRo W	29,20	28,00	37,80	3,65	9,65
	PLUS 10	29,20	29,00	38,90	4,60	9,65
	Sandalen	28,50	26,80	36,80	3,60	9,50
44	LucRo S	29,90	26,80	36,40	3,60	9,70
	LucRo M	29,90	27,90	38,00	3,65	9,80
	LucRo W	29,90	28,50	38,50	3,70	9,80
	PLUS 10	29,90	29,50	39,60	4,65	9,80
	Sandalen	29,20	27,30	37,50	3,65	9,65
45	LucRo S	30,60	27,30	37,10	3,65	9,85
	LucRo M	30,60	28,40	38,70	3,70	9,95
	LucRo W	30,60	29,00	39,20	3,75	9,95
	PLUS 10	30,60	30,00	40,30	4,70	9,95
	Sandalen	29,90	27,80	38,20	3,70	9,80

Plus 10 (+10 mm)

Dieser Leisten ist in der gesamten Länge um 10 mm aufgebaut, so dass eine bis zu 16 mm starke diabetesadaptierte Fußbettung im LucRo-Schuh Platz findet!

The shaft extension in particular (+10 mm) allows diabetes-adapted footbeds to be incorporated into selected models!



Leistenmaße Classic-Damen

Last Dimensions Classic Women's-Model


Größe Size	Modell Model	Leistenlänge Last Length A-B (cm)	Ballenmaß Ball of Foot M (cm)	Fersenmaß Heel N (cm)	Zehenhöhe Toe High L (cm)	Ballenbreite Ball Width C-D (cm)
34	LucRo S	22,90	22,40	31,20	3,10	8,90
	LucRo M	22,90	23,50	32,60	3,15	9,00
	LucRo W	22,90	24,10	33,10	3,20	9,00
	PLUS 10	22,90	25,10	34,20	4,15	9,00
	Sandalen	22,60	22,90	32,30	3,15	9,00
35	LucRo S	23,60	22,90	32,00	3,15	9,00
	LucRo M	23,60	24,00	33,40	3,20	9,10
	LucRo W	23,60	24,60	33,90	3,25	9,10
	PLUS 10	23,60	25,60	35,00	4,20	9,10
	Sandalen	23,20	23,40	33,10	3,20	9,10
36	LucRo S	24,30	23,40	32,80	3,20	9,10
	LucRo M	24,30	24,50	34,20	3,25	9,20
	LucRo W	24,30	25,10	34,70	3,30	9,20
	PLUS 10	24,30	26,10	35,80	4,25	9,20
	Sandalen	23,80	23,90	33,90	3,25	9,20
37	LucRo S	25,00	23,90	33,50	3,25	9,20
	LucRo M	25,00	25,00	35,00	3,30	9,30
	LucRo W	25,00	25,60	35,50	3,35	9,30
	PLUS 10	25,00	26,60	36,60	4,30	9,30
	Sandalen	24,40	24,40	34,70	3,30	9,30
38	LucRo S	25,70	24,40	34,20	3,30	9,30
	LucRo M	25,70	25,50	35,80	3,35	9,40
	LucRo W	25,70	26,10	36,30	3,40	9,40
	PLUS 10	25,70	27,10	37,40	4,35	9,40
	Sandalen	25,10	24,90	35,50	3,35	9,40
39	LucRo S	26,40	24,90	34,90	3,35	9,45
	LucRo M	26,40	26,00	36,50	3,40	9,55
	LucRo W	26,40	26,60	37,00	3,45	9,55
	PLUS 10	26,40	27,60	38,10	4,40	9,55
	Sandalen	25,80	25,40	36,20	3,40	9,55

Größe Size	Modell Model	Leistenlänge Last Length A-B (cm)	Ballenmaß Ball of Foot M (cm)	Fersenmaß Heel N (cm)	Zehenhöhe Toe High L (cm)	Ballenbreite Ball Width C-D (cm)
40	LucRo S	27,10	25,40	35,60	3,40	9,60
	LucRo M	27,10	26,50	37,20	3,45	9,70
	LucRo W	27,10	27,10	37,70	3,50	9,70
	PLUS 10	27,10	28,10	38,80	4,45	9,70
	Sandalen	26,50	25,90	36,90	3,45	9,70
41	LucRo S	27,80	25,90	36,30	3,45	9,75
	LucRo M	27,80	27,00	37,90	3,50	9,85
	LucRo W	27,80	27,60	38,40	3,55	9,85
	PLUS 10	27,80	28,60	39,50	4,50	9,85
	Sandalen	27,20	26,40	37,60	3,50	9,85
42	LucRo S	28,50	26,40	37,00	3,50	9,90
	LucRo M	28,50	27,50	38,60	3,55	10,00
	LucRo W	28,50	28,10	39,10	3,60	10,00
	PLUS 10	28,50	29,10	40,20	4,55	10,00
	Sandalen	27,90	26,90	38,20	3,55	10,00
43	LucRo S	29,20	26,90	37,70	3,55	10,05
	LucRo M	29,20	28,00	39,30	3,60	10,15
	LucRo W	29,20	28,60	39,80	3,65	10,15
	PLUS 10	29,20	29,60	40,90	4,60	10,15
	Sandalen	28,60	27,40	38,80	3,60	10,15
44	LucRo S	29,80	27,40	38,30	3,60	10,20
	LucRo M	29,80	28,50	39,90	3,65	10,30
	LucRo W	29,80	29,10	40,40	3,70	10,30
	PLUS 10	29,80	30,10	41,50	4,65	10,30
	Sandalen	29,20	27,70	39,40	3,65	10,30
45	LucRo S	30,40	27,90	38,90	3,65	10,35
	LucRo M	30,40	29,00	40,50	3,70	10,45
	LucRo W	30,40	29,60	41,00	3,75	10,45
	PLUS 10	30,40	30,60	42,10	4,70	10,45
	Sandalen	29,80	28,20	40,00	3,70	10,45

Plus 10 (+10 mm)

Dieser Leisten ist in der gesamten Länge um 10 mm aufgebaut, so dass eine bis zu 16 mm starke diabetesadaptierte Fußbettung im LucRo-Schuh Platz findet!

The shaft extension in particular (+10 mm) allows diabetes-adapted footbeds to be incorporated into selected models!



Leistenmaße Ergonic-Damen

Last Dimensions Ergonic Women's-Model


Größe Size	Modell Model	Leistenlänge Last Length A-B (cm)	Ballenmaß Ball of Foot M (cm)	Fersenmaß Heel N (cm)	Zehenhöhe Toe High L (cm)	Ballenbreite Ball Width C-D (cm)
34	LucRo S	22,90	23,10	31,70	3,30	9,20
	LucRo M	22,90	23,85	33,10	3,35	9,20
	LucRo W	22,90	24,60	33,60	3,40	9,20
	PLUS 10	22,90	25,65	34,70	4,35	9,20
35	LucRo S	23,60	23,60	32,50	3,35	9,30
	LucRo M	23,60	24,35	33,90	3,40	9,30
	LucRo W	23,60	25,10	34,40	3,45	9,30
	PLUS 10	23,60	26,15	35,50	4,40	9,30
36	LucRo S	24,30	24,10	33,30	3,40	9,40
	LucRo M	24,30	24,85	34,70	3,45	9,40
	LucRo W	24,30	25,60	35,20	3,50	9,40
	PLUS 10	24,30	26,65	36,30	4,45	9,40
37	LucRo S	25,00	24,60	34,00	3,45	9,50
	LucRo M	25,00	25,35	35,50	3,50	9,50
	LucRo W	25,00	26,10	36,00	3,55	9,50
	PLUS 10	25,00	27,15	37,10	4,50	9,50
38	LucRo S	25,70	25,10	34,70	3,50	9,60
	LucRo M	25,70	25,85	36,30	3,55	9,60
	LucRo W	25,70	26,60	36,80	3,60	9,60
	PLUS 10	25,70	27,65	37,90	4,55	9,60
39	LucRo S	26,40	25,60	35,40	3,55	9,75
	LucRo M	26,40	26,35	37,00	3,60	9,75
	LucRo W	26,40	27,10	37,50	3,65	9,75
	PLUS 10	26,40	28,15	38,60	4,60	9,75

Größe Size	Modell Model	Leistenlänge Last Length A-B (cm)	Ballenmaß Ball of Foot M (cm)	Fersenmaß Heel N (cm)	Zehenhöhe Toe High L (cm)	Ballenbreite Ball Width C-D (cm)
40	LucRo S	27,10	26,10	36,10	3,60	9,90
	LucRo M	27,10	26,85	37,70	3,65	9,90
	LucRo W	27,10	27,60	38,20	3,70	9,90
	PLUS 10	27,10	28,65	39,30	4,65	9,90
41	LucRo S	27,80	26,60	36,80	3,65	10,05
	LucRo M	27,80	27,35	38,40	3,70	10,05
	LucRo W	27,80	28,10	38,90	3,75	10,05
	PLUS 10	27,80	29,15	40,00	4,70	10,05
42	LucRo S	28,50	27,10	37,50	3,70	10,20
	LucRo M	28,50	27,85	39,10	3,75	10,20
	LucRo W	28,50	28,60	39,60	3,80	10,20
	PLUS 10	28,50	29,65	40,70	4,75	10,20
43	LucRo S	29,20	27,60	38,20	3,75	10,35
	LucRo M	29,20	28,35	39,80	3,80	10,35
	LucRo W	29,20	29,10	40,30	3,85	10,35
	PLUS 10	29,20	30,15	41,40	4,80	10,35
44	LucRo S	29,90	28,10	38,80	3,80	10,50
	LucRo M	29,90	28,85	40,40	3,85	10,50
	LucRo W	29,90	29,60	40,90	3,90	10,50
	PLUS 10	29,90	30,65	42,00	4,85	10,50
45	LucRo S	30,60	28,60	39,40	3,85	10,65
	LucRo M	30,60	29,35	41,00	3,90	10,65
	LucRo W	30,60	30,10	41,50	3,95	10,65
	PLUS 10	30,60	31,15	42,60	4,90	10,65

Plus 10 (+10 mm)

Dieser Leisten ist in der gesamten Länge um 10 mm aufgebaut, so dass eine bis zu 16 mm starke diabetesadaptierte Fußbettung im LucRo-Schuh Platz findet!

The shaft extension in particular (+10 mm) allows diabetes-adapted footbeds to be incorporated into selected models!



Leistenmaße Dynamic-Herren *Last Dimensions Dynamic Men's-Model*

Größe Size	Modell Model	Leistenlänge Last Length A-B (cm)	Ballenmaß Ball of Foot M (cm)	Fersenmaß Heel N (cm)	Zehenhöhe Toe Height L (cm)	Ballenbreite Ball Width C-D (cm)
40	LucRo S	27,10	25,20	36,40	3,50	10,05
	LucRo M	27,10	26,30	37,50	3,55	10,05
	LucRo W	27,10	26,90	38,00	3,60	10,05
	PLUS 10	27,10	27,90	39,10	4,55	10,05
41	LucRo S	27,80	25,70	37,20	3,55	10,25
	LucRo M	27,80	26,80	38,30	3,60	10,25
	LucRo W	27,80	27,40	38,80	3,65	10,25
	PLUS 10	27,80	28,40	39,90	4,60	10,25
42	LucRo S	28,50	26,20	38,00	3,60	10,45
	LucRo M	28,50	27,30	39,10	3,65	10,45
	LucRo W	28,50	27,90	39,60	3,70	10,45
	PLUS 10	28,50	28,90	40,70	4,65	10,45
43	LucRo S	29,20	26,70	38,80	3,65	10,65
	LucRo M	29,20	27,80	39,90	3,70	10,65
	LucRo W	29,20	28,40	40,40	3,75	10,65
	PLUS 10	29,20	29,40	41,50	4,70	10,65
44	LucRo S	29,80	27,20	39,60	3,70	10,80
	LucRo M	29,80	28,30	40,70	3,75	10,80
	LucRo W	29,80	28,90	41,20	3,80	10,80
	PLUS 10	29,80	29,90	42,30	4,75	10,80
45	LucRo S	30,40	27,70	40,40	3,75	10,95
	LucRo M	30,40	28,80	41,50	3,80	10,95
	LucRo W	30,40	29,40	42,00	3,85	10,95
	PLUS 10	30,40	30,40	43,10	4,80	10,95

Größe Size	Modell Model	Leistenlänge Last Length A-B (cm)	Ballenmaß Ball of Foot M (cm)	Fersenmaß Heel N (cm)	Zehenhöhe Toe Height L (cm)	Ballenbreite Ball Width C-D (cm)
46	LucRo S	31,10	28,20	41,20	3,80	11,10
	LucRo M	31,10	29,30	42,30	3,85	11,10
	LucRo W	31,10	29,90	42,80	3,90	11,10
	PLUS 10	31,10	30,90	43,90	4,85	11,10
47	LucRo S	31,80	28,70	42,00	3,85	11,25
	LucRo M	31,80	29,80	43,10	3,90	11,25
	LucRo W	31,80	30,40	43,60	3,95	11,25
	PLUS 10	31,80	31,40	44,70	4,90	11,25
48	LucRo S	32,40	29,20	42,80	3,90	11,40
	LucRo M	32,40	30,30	43,90	3,95	11,40
	LucRo W	32,40	30,90	44,40	4,00	11,40
	PLUS 10	32,40	31,90	45,50	4,95	11,40
49	LucRo S	33,00	29,70	43,60	3,95	11,55
	LucRo M	33,00	30,80	44,70	4,00	11,55
	LucRo W	33,00	31,40	45,20	4,05	11,55
	PLUS 10	33,00	32,40	46,30	5,00	11,55
50	LucRo S	33,60	30,20	44,40	4,00	11,70
	LucRo M	33,60	31,30	45,50	4,05	11,70
	LucRo W	33,60	31,90	46,00	4,10	11,70
	PLUS 10	33,60	32,90	47,10	5,05	11,70


* Das Hilfsmittelverzeichnis besitzt keinen abschließenden Charakter, sondern gilt vielmehr als Entscheidungshilfe bzw. dient der Information der Versicherten, Leistungserbringer, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte sowie Krankenkassen. Daher können auch Hilfsmittel, die nicht im Hilfsmittelverzeichnis gelistet sind, durch die GKV erstattungsfähig sein.

The therapeutic aid numbers (Hilfsmittel-Nr.) listed are relevant only to holders of German healthcare insurance. They have no relevance to the healthcare insurance systems of other countries.

Plus 10 (+10 mm)

Dieser Leisten ist in der gesamten Länge um 10 mm aufgebaut, so dass eine bis zu 16 mm starke diabetesadaptierte Fußbettung im LucRo-Schuh Platz findet!

The shaft extension in particular (+10 mm) allows diabetes-adapted footbeds to be incorporated into selected models!



Leistenmaße Urbanic-Herren *Last Dimensions Urbanic Men's-Model*


Größe Size	Modell Model	Leistenlänge Last Length A-B (cm)	Ballenmaß Ball of Foot M (cm)	Fersenmaß Heel N (cm)	Zehenhöhe Toe Height L (cm)	Ballenbreite Ball Width C-D (cm)
40	LucRo S	27,10	25,00	34,90	3,35	9,85
	LucRo M	27,10	26,10	36,00	3,40	9,85
	LucRo W	27,10	26,70	36,50	3,45	9,85
	PLUS 10	27,10	27,70	37,60	4,40	9,85
41	LucRo S	27,80	25,50	35,70	3,40	10,05
	LucRo M	27,80	26,60	36,80	3,45	10,05
	LucRo W	27,80	27,20	37,30	3,50	10,05
	PLUS 10	27,80	28,20	38,40	4,45	10,05
42	LucRo S	28,50	26,00	36,50	3,45	10,25
	LucRo M	28,50	27,10	37,60	3,50	10,25
	LucRo W	28,50	27,70	38,10	3,55	10,25
	PLUS 10	28,50	28,70	39,20	4,50	10,25
43	LucRo S	29,20	26,50	37,30	3,50	10,45
	LucRo M	29,20	27,60	38,40	3,55	10,45
	LucRo W	29,20	28,20	38,90	3,60	10,45
	PLUS 10	29,20	29,20	40,00	4,55	10,45
44	LucRo S	29,80	27,00	38,10	3,55	10,60
	LucRo M	29,80	28,10	39,20	3,60	10,60
	LucRo W	29,80	28,70	39,70	3,65	10,60
	PLUS 10	29,80	29,70	40,80	4,60	10,60
45	LucRo S	30,40	27,50	38,90	3,60	10,75
	LucRo M	30,40	28,60	40,00	3,65	10,75
	LucRo W	30,40	29,20	40,50	3,70	10,75
	PLUS 10	30,40	30,20	41,60	4,65	10,75

Größe Size	Modell Model	Leistenlänge Last Length A-B (cm)	Ballenmaß Ball of Foot M (cm)	Fersenmaß Heel N (cm)	Zehenhöhe Toe Height L (cm)	Ballenbreite Ball Width C-D (cm)
46	LucRo S	31,10	28,00	39,70	3,65	10,90
	LucRo M	31,10	29,10	40,80	3,70	10,90
	LucRo W	31,10	29,70	41,30	3,75	10,90
	PLUS 10	31,10	30,70	42,40	4,70	10,90
47	LucRo S	31,80	28,50	40,50	3,70	11,05
	LucRo M	31,80	29,60	41,60	3,75	11,05
	LucRo W	31,80	30,20	42,10	3,80	11,05
	PLUS 10	31,80	31,20	43,20	4,75	11,05
48	LucRo S	32,40	29,00	41,30	3,75	11,20
	LucRo M	32,40	30,10	42,40	3,80	11,20
	LucRo W	32,40	30,70	42,90	3,85	11,20
	PLUS 10	32,40	31,70	44,00	4,80	11,20
49	LucRo S	33,00	29,50	42,10	3,80	11,35
	LucRo M	33,00	30,60	43,20	3,85	11,35
	LucRo W	33,00	31,20	43,70	3,90	11,35
	PLUS 10	33,00	32,20	44,80	4,85	11,35
50	LucRo S	33,60	30,00	42,90	3,85	11,50
	LucRo M	33,60	31,10	44,00	3,90	11,50
	LucRo W	33,60	31,70	44,50	3,95	11,50
	PLUS 10	33,60	32,70	45,60	4,90	11,50

Plus 10 (+10 mm)

Dieser Leisten ist in der gesamten Länge um 10 mm aufgebaut, so dass eine bis zu 16 mm starke diabetesadaptierte Fußbettung im LucRo-Schuh Platz findet!

The shaft extension in particular (+10 mm) allows diabetes-adapted footbeds to be incorporated into selected models!



Leistenmaße Sportic-Herren *Last Dimensions Sportic Men's-Model*


Größe Size	Modell Model	Leistenlänge Last Length A-B (cm)	Ballenmaß Ball of Foot M (cm)	Fersenmaß Heel N (cm)	Zehenhöhe Toe Height L (cm)	Ballenbreite Ball Width C-D (cm)
40	LucRo S	27,10	25,00	34,90	3,35	9,85
	LucRo M	27,10	26,10	36,00	3,40	9,85
	LucRo W	27,10	26,70	36,50	3,45	9,85
	PLUS 10	27,10	27,70	37,60	4,40	9,85
41	LucRo S	27,80	25,50	35,70	3,40	10,05
	LucRo M	27,80	26,60	36,80	3,45	10,05
	LucRo W	27,80	27,20	37,30	3,50	10,05
	PLUS 10	27,80	28,20	38,40	4,45	10,05
42	LucRo S	28,50	26,00	36,50	3,45	10,25
	LucRo M	28,50	27,10	37,60	3,50	10,25
	LucRo W	28,50	27,70	38,10	3,55	10,25
	PLUS 10	28,50	28,70	39,20	4,50	10,25
43	LucRo S	29,20	26,50	37,30	3,50	10,45
	LucRo M	29,20	27,60	38,40	3,55	10,45
	LucRo W	29,20	28,20	38,90	3,60	10,45
	PLUS 10	29,20	29,20	40,00	4,55	10,45
44	LucRo S	29,80	27,00	38,10	3,55	10,60
	LucRo M	29,80	28,10	39,20	3,60	10,60
	LucRo W	29,80	28,70	39,70	3,65	10,60
	PLUS 10	29,80	29,70	40,80	4,60	10,60
45	LucRo S	30,40	27,50	38,90	3,60	10,75
	LucRo M	30,40	28,60	40,00	3,65	10,75
	LucRo W	30,40	29,20	40,50	3,70	10,75
	PLUS 10	30,40	30,20	41,60	4,65	10,75

Größe Size	Modell Model	Leistenlänge Last Length A-B (cm)	Ballenmaß Ball of Foot M (cm)	Fersenmaß Heel N (cm)	Zehenhöhe Toe Height L (cm)	Ballenbreite Ball Width C-D (cm)
46	LucRo S	31,10	28,00	39,70	3,65	10,90
	LucRo M	31,10	29,10	40,80	3,70	10,90
	LucRo W	31,10	29,70	41,30	3,75	10,90
	PLUS 10	31,10	30,70	42,40	4,70	10,90
47	LucRo S	31,80	28,50	40,50	3,70	11,05
	LucRo M	31,80	29,60	41,60	3,75	11,05
	LucRo W	31,80	30,20	42,10	3,80	11,05
	PLUS 10	31,80	31,20	43,20	4,75	11,05
48	LucRo S	32,40	29,00	41,30	3,75	11,20
	LucRo M	32,40	30,10	42,40	3,80	11,20
	LucRo W	32,40	30,70	42,90	3,85	11,20
	PLUS 10	32,40	31,70	44,00	4,80	11,20
49	LucRo S	33,00	29,50	42,10	3,80	11,35
	LucRo M	33,00	30,60	43,20	3,85	11,35
	LucRo W	33,00	31,20	43,70	3,90	11,35
	PLUS 10	33,00	32,20	44,80	4,85	11,35
50	LucRo S	33,60	30,00	42,90	3,85	11,50
	LucRo M	33,60	31,10	44,00	3,90	11,50
	LucRo W	33,60	31,70	44,50	3,95	11,50
	PLUS 10	33,60	32,70	45,60	4,90	11,50

Plus 10 (+10 mm)

Dieser Leisten ist in der gesamten Länge um 10 mm aufgebaut, so dass eine bis zu 16 mm starke diabetesadaptierte Fußbettung im LucRo-Schuh Platz findet!

The shaft extension in particular (+10 mm) allows diabetes-adapted footbeds to be incorporated into selected models!



Leistenmaße Kinetic-Herren *Last Dimensions Kinetic Men's-Model*


Größe Size	Modell Model	Leistenlänge Last Length A-B (cm)	Ballenmaß Ball of Foot M (cm)	Fersenmaß Heel N (cm)	Zehenhöhe Toe Height L (cm)	Ballenbreite Ball Width C-D (cm)
37	LucRo S	25,00	23,30	32,50	2,90	9,20
	LucRo M	25,00	24,40	33,60	2,95	9,40
	LucRo W	25,00	25,00	34,10	3,00	9,40
	PLUS 10	25,00	26,00	35,20	3,95	9,40
	Sandalen	24,30	23,90	33,10	2,95	9,30
38	LucRo S	25,70	23,80	33,30	2,95	9,30
	LucRo M	25,70	24,90	34,40	3,00	9,50
	LucRo W	25,70	25,50	34,90	3,05	9,50
	PLUS 10	25,70	26,50	36,00	4,00	9,50
	Sandalen	25,00	24,40	33,90	3,00	9,40
39	LucRo S	26,40	24,30	34,10	3,00	9,45
	LucRo M	26,40	25,40	35,20	3,05	9,65
	LucRo W	26,40	26,00	35,70	3,10	9,65
	PLUS 10	26,40	27,00	36,80	4,05	9,65
	Sandalen	25,70	24,90	34,70	3,05	9,50
40	LucRo S	27,10	24,80	34,90	3,05	9,65
	LucRo M	27,10	25,90	36,00	3,10	9,85
	LucRo W	27,10	26,50	36,50	3,15	9,85
	PLUS 10	27,10	27,50	37,60	4,10	9,85
	Sandalen	26,40	25,40	35,50	3,10	9,65
41	LucRo S	27,80	25,30	35,70	3,10	9,85
	LucRo M	27,80	26,40	36,80	3,15	10,05
	LucRo W	27,80	27,00	37,30	3,20	10,05
	PLUS 10	27,80	28,00	38,40	4,15	10,05
	Sandalen	27,10	25,90	36,30	3,15	9,85
42	LucRo S	28,50	25,80	36,50	3,15	10,05
	LucRo M	28,50	26,90	37,60	3,20	10,25
	LucRo W	28,50	27,50	38,10	3,25	10,25
	PLUS 10	28,50	28,50	39,20	4,20	10,25
	Sandalen	27,80	26,40	37,10	3,20	10,05
43	LucRo S	29,20	26,30	37,30	3,20	10,25
	LucRo M	29,20	27,40	38,40	3,25	10,45
	LucRo W	29,20	28,00	38,90	3,30	10,45
	PLUS 10	29,20	29,00	40,00	4,25	10,45
	Sandalen	28,50	26,90	37,60	3,25	10,25

Größe Size	Modell Model	Leistenlänge Last Length A-B (cm)	Ballenmaß Ball of Foot M (cm)	Fersenmaß Heel N (cm)	Zehenhöhe Toe Height L (cm)	Ballenbreite Ball Width C-D (cm)
44	LucRo S	29,80	26,80	38,10	3,25	10,40
	LucRo M	29,80	27,90	39,20	3,30	10,60
	LucRo W	29,80	28,50	39,70	3,35	10,60
	PLUS 10	29,80	29,50	40,80	4,30	10,60
	Sandalen	29,20	27,40	38,70	3,30	10,45
45	LucRo S	30,40	27,30	38,90	3,30	10,55
	LucRo M	30,40	28,40	40,00	3,35	10,75
	LucRo W	30,40	29,00	40,50	3,40	10,75
	PLUS 10	30,40	30,00	41,60	4,35	10,75
	Sandalen	29,80	27,90	39,50	3,35	10,60
46	LucRo S	31,10	27,80	39,70	3,35	10,70
	LucRo M	31,10	28,90	40,80	3,40	10,90
	LucRo W	31,10	29,50	41,30	3,45	10,90
	PLUS 10	31,10	30,50	42,40	4,40	10,90
	Sandalen	30,40	28,40	40,30	3,40	10,75
47	LucRo S	31,80	28,30	40,50	3,40	10,85
	LucRo M	31,80	29,40	41,60	3,45	11,05
	LucRo W	31,80	30,00	42,10	3,50	11,05
	PLUS 10	31,80	31,00	43,20	4,45	11,05
	Sandalen	31,10	28,90	41,10	3,45	10,90
48	LucRo S	32,40	28,80	41,30	3,45	11,00
	LucRo M	32,40	29,90	42,40	3,50	11,20
	LucRo W	32,40	30,50	42,90	3,55	11,20
	PLUS 10	32,40	31,50	44,00	4,50	11,20
	Sandalen	31,70	29,40	41,90	3,50	11,05
49	LucRo S	33,00	29,30	42,10	3,50	11,15
	LucRo M	33,00	30,40	43,20	3,55	11,35
	LucRo W	33,00	31,00	43,70	3,60	11,35
	PLUS 10	33,00	32,00	44,80	4,55	11,35
	Sandalen	32,30	29,90	42,70	3,55	11,20
50	LucRo S	33,60	29,80	42,90	3,55	11,30
	LucRo M	33,60	30,90	44,00	3,60	11,50
	LucRo W	33,60	31,50	44,50	3,65	11,50
	PLUS 10	33,60	32,50	45,60	4,60	11,50
	Sandalen	32,90	30,40	43,50	3,60	11,35

Plus 10 (+10 mm)

Dieser Leisten ist in der gesamten Länge um 10 mm aufgebaut, so dass eine bis zu 16 mm starke diabetesadaptierte Fußbettung im LucRo-Schuh Platz findet!

The shaft extension in particular (+10 mm) allows diabetes-adapted footbeds to be incorporated into selected models!



Leistenmaße Classic-Herren *Last Dimensions Classic Men's-Model*


Größe Size	Modell Model	Leistenlänge Last Length A-B (cm)	Ballenmaß Ball of Foot M (cm)	Fersenmaß Heel N (cm)	Zehenhöhe Toe Height L (cm)	Ballenbreite Ball Width C-D (cm)
37	LucRo S	25,00	24,30	34,50	3,40	9,40
	LucRo M	25,00	25,40	35,60	3,45	9,60
	LucRo W	25,00	26,00	36,10	3,50	9,60
	PLUS 10	25,00	27,00	37,20	4,45	9,60
	Sandalen	24,40	24,90	35,10	3,45	9,60
38	LucRo S	25,70	24,80	35,30	3,45	9,50
	LucRo M	25,70	25,90	36,40	3,50	9,70
	LucRo W	25,70	26,50	36,90	3,55	9,70
	PLUS 10	25,70	27,50	38,00	4,50	9,70
	Sandalen	25,10	25,40	35,90	3,50	9,70
39	LucRo S	26,40	25,30	36,10	3,50	9,65
	LucRo M	26,40	26,40	37,20	3,55	9,85
	LucRo W	26,40	27,00	37,70	3,60	9,85
	PLUS 10	26,40	28,00	38,80	4,55	9,85
	Sandalen	25,80	25,90	36,70	3,55	9,85
40	LucRo S	27,10	25,80	36,90	3,55	9,85
	LucRo M	27,10	26,90	38,00	3,60	10,05
	LucRo W	27,10	27,50	38,50	3,65	10,05
	PLUS 10	27,10	28,50	39,60	4,60	10,05
	Sandalen	26,50	26,40	37,50	3,60	10,05
41	LucRo S	27,80	26,30	37,70	3,60	10,05
	LucRo M	27,80	27,40	38,80	3,65	10,25
	LucRo W	27,80	28,00	39,30	3,70	10,25
	PLUS 10	27,80	29,00	40,40	4,65	10,25
	Sandalen	27,20	26,90	38,30	3,65	10,25
42	LucRo S	28,50	26,80	38,50	3,65	10,25
	LucRo M	28,50	27,90	39,60	3,70	10,45
	LucRo W	28,50	28,50	40,10	3,75	10,45
	PLUS 10	28,50	29,50	41,20	4,70	10,45
	Sandalen	27,90	27,40	39,10	3,70	10,45
43	LucRo S	29,20	27,30	39,30	3,70	10,45
	LucRo M	29,20	28,40	40,40	3,75	10,65
	LucRo W	29,20	29,00	40,90	3,80	10,65
	PLUS 10	29,20	30,00	42,00	4,75	10,65
	Sandalen	28,60	27,90	39,90	3,75	10,65

Größe Size	Modell Model	Leistenlänge Last Length A-B (cm)	Ballenmaß Ball of Foot M (cm)	Fersenmaß Heel N (cm)	Zehenhöhe Toe Height L (cm)	Ballenbreite Ball Width C-D (cm)
44	LucRo S	29,80	27,80	40,10	3,75	10,60
	LucRo M	29,80	28,90	41,20	3,80	10,80
	LucRo W	29,80	29,50	41,70	3,85	10,80
	PLUS 10	29,80	30,50	42,80	4,80	10,80
	Sandalen	29,20	28,40	40,70	3,80	10,80
45	LucRo S	30,40	28,30	40,90	3,80	10,75
	LucRo M	30,40	29,40	42,00	3,85	10,95
	LucRo W	30,40	30,00	42,50	3,90	10,95
	PLUS 10	30,40	31,00	43,60	4,85	10,95
	Sandalen	29,80	28,90	41,50	3,85	10,95
46	LucRo S	31,10	28,80	41,70	3,85	10,90
	LucRo M	31,10	29,90	42,80	3,90	11,10
	LucRo W	31,10	30,50	43,30	3,95	11,10
	PLUS 10	31,10	31,50	44,40	4,90	11,10
	Sandalen	30,50	29,40	42,30	3,90	11,10
47	LucRo S	31,80	29,30	42,50	3,90	11,05
	LucRo M	31,80	30,40	43,60	3,95	11,25
	LucRo W	31,80	31,00	44,10	4,00	11,25
	PLUS 10	31,80	32,00	45,20	4,95	11,25
	Sandalen	31,10	29,90	43,10	3,95	11,25
48	LucRo S	32,40	29,80	43,30	3,95	11,20
	LucRo M	32,40	30,90	44,40	4,00	11,40
	LucRo W	32,40	31,50	44,90	4,05	11,40
	PLUS 10	32,40	32,50	46,00	5,00	11,40
	Sandalen	31,70	30,40	43,90	4,00	11,40
49	LucRo S	33,00	30,30	44,10	4,00	11,35
	LucRo M	33,00	31,40	45,20	4,05	11,55
	LucRo W	33,00	32,00	45,70	4,10	11,55
	PLUS 10	33,00	33,00	46,80	5,05	11,55
	Sandalen	32,30	30,90	44,70	4,05	11,55
50	LucRo S	33,60	30,80	44,90	4,05	11,50
	LucRo M	33,60	31,90	46,00	4,10	11,70
	LucRo W	33,60	32,50	46,50	4,15	11,70
	PLUS 10	33,60	33,50	47,60	5,10	11,70
	Sandalen	32,90	31,40	45,50	4,10	11,70

Plus 10 (+10 mm)

Dieser Leisten ist in der gesamten Länge um 10 mm aufgebaut, so dass eine bis zu 16 mm starke diabetesadaptierte Fußbettung im LucRo-Schuh Platz findet!

The shaft extension in particular (+10 mm) allows diabetes-adapted footbeds to be incorporated into selected models!



Leistenmaße Ergonic-Herren *Last Dimensions Ergonic Men's-Model*


Größe Size	Modell Model	Leistenlänge Last Length A-B (cm)	Ballenmaß Ball of Foot M (cm)	Fersenmaß Heel N (cm)	Zehenhöhe Toe Height L (cm)	Ballenbreite Ball Width C-D (cm)
37	LucRo S	25,00	24,60	35,90	3,60	10,00
	LucRo M	25,00	25,70	37,00	3,65	10,00
	LucRo W	25,00	26,30	37,50	3,70	10,00
	PLUS 10	25,00	27,30	38,60	4,65	10,00
38	LucRo S	25,70	25,10	36,70	3,65	10,10
	LucRo M	25,70	26,20	37,80	3,70	10,10
	LucRo W	25,70	26,80	38,30	3,75	10,10
	PLUS 10	25,70	27,80	39,40	4,70	10,10
39	LucRo S	26,40	25,60	37,50	3,70	10,25
	LucRo M	26,40	26,70	38,60	3,75	10,25
	LucRo W	26,40	27,30	39,10	3,80	10,25
	PLUS 10	26,40	28,30	40,20	4,75	10,25
40	LucRo S	27,10	26,10	38,30	3,75	10,45
	LucRo M	27,10	27,20	39,40	3,80	10,45
	LucRo W	27,10	27,80	39,90	3,85	10,45
	PLUS 10	27,10	28,80	41,00	4,80	10,45
41	LucRo S	27,80	26,60	39,10	3,80	10,65
	LucRo M	27,80	27,70	40,20	3,85	10,65
	LucRo W	27,80	28,30	40,70	3,90	10,65
	PLUS 10	27,80	29,30	41,80	4,85	10,65
42	LucRo S	28,50	27,10	39,90	3,85	10,85
	LucRo M	28,50	28,20	41,00	3,90	10,85
	LucRo W	28,50	28,80	41,50	3,95	10,85
	PLUS 10	28,50	29,80	42,60	4,90	10,85
43	LucRo S	29,20	27,60	40,70	3,90	11,05
	LucRo M	29,20	28,70	41,80	3,95	11,05
	LucRo W	29,20	29,30	42,30	4,00	11,05
	PLUS 10	29,20	30,30	43,40	4,95	11,05

Größe Size	Modell Model	Leistenlänge Last Length A-B (cm)	Ballenmaß Ball of Foot M (cm)	Fersenmaß Heel N (cm)	Zehenhöhe Toe Height L (cm)	Ballenbreite Ball Width C-D (cm)
44	LucRo S	29,80	28,10	41,50	3,95	11,20
	LucRo M	29,80	29,20	42,60	4,00	11,20
	LucRo W	29,80	29,80	43,10	4,05	11,20
	PLUS 10	29,80	30,80	44,20	5,00	11,20
45	LucRo S	30,40	28,60	42,30	4,00	11,35
	LucRo M	30,40	29,70	43,40	4,05	11,35
	LucRo W	30,40	30,30	43,90	4,10	11,35
	PLUS 10	30,40	31,30	45,00	5,05	11,35
46	LucRo S	31,10	29,10	43,10	4,05	11,50
	LucRo M	31,10	30,20	44,20	4,10	11,50
	LucRo W	31,10	30,80	44,70	4,15	11,50
	PLUS 10	31,10	31,80	45,80	5,10	11,50
47	LucRo S	31,80	29,60	43,90	4,10	11,65
	LucRo M	31,80	30,70	45,00	4,15	11,65
	LucRo W	31,80	31,30	45,50	4,20	11,65
	PLUS 10	31,80	32,30	46,60	5,15	11,65
48	LucRo S	32,40	30,10	44,70	4,15	11,80
	LucRo M	32,40	31,20	45,80	4,20	11,80
	LucRo W	32,40	31,80	46,30	4,25	11,80
	PLUS 10	32,40	32,80	47,40	5,20	11,80
49	LucRo S	33,00	30,60	45,50	4,20	11,95
	LucRo M	33,00	31,70	46,60	4,25	11,95
	LucRo W	33,00	32,30	47,10	4,30	11,95
	PLUS 10	33,00	33,30	48,20	5,25	11,95
50	LucRo S	33,60	31,10	46,30	4,25	12,10
	LucRo M	33,60	32,20	47,40	4,30	12,10
	LucRo W	33,60	32,80	47,90	4,35	12,10
	PLUS 10	33,60	33,80	49,00	5,30	12,10

Plus 10 (+10 mm)

Dieser Leisten ist in der gesamten Länge um 10 mm aufgebaut, so dass eine bis zu 16 mm starke diabetes-adaptierte Fußbettung im LucRo-Schuh Platz findet!

The shaft extension in particular (+10 mm) allows diabetes-adapted footbeds to be incorporated into selected models!



WHATSAPP

+49 2191 910-200



Wir helfen

Schein Orthopädie Service KG
Hildegardstraße 5
42897 Remscheid, Germany
Tel +49 2191 910-200
Fax +49 2191 910-100
service@schein.de
www.schein.de



099999410