



# Leistenmaße Damen

Größe	Modell	Leistenlänge A-B (cm)	Ballenmaß M (cm)	Fersenmaß N (cm)	Zehenhöhe L (cm)	Ballenbreite C-D (cm)	Größe	Modell	Leistenlänge A-B (cm)	Ballenmaß M (cm)	Fersenmaß N (cm)	Zehenhöhe L (cm)	Ballenbreite C-D (cm)
34	LucRo S	22,90	22,40	31,20	3,10	8,90	40	LucRo S	27,10	25,40	35,60	3,40	9,60
	LucRo M	22,90	23,50	32,60	3,15	9,00		LucRo M	27,10	26,50	37,20	3,45	9,70
	LucRo W	22,90	24,10	33,10	3,20	9,00		LucRo W	27,10	27,10	37,70	3,50	9,70
	PLUS 10	22,90	25,10	34,20	4,15	9,00		PLUS 10	27,10	28,10	38,80	4,45	9,70
	Sandalen	22,60	22,90	32,30	3,15	9,00		Sandalen	26,50	25,90	36,90	3,45	9,70
35	LucRo S	23,60	22,90	32,00	3,15	9,00	41	LucRo S	27,80	25,90	36,30	3,45	9,75
	LucRo M	23,60	24,00	33,40	3,20	9,10		LucRo M	27,80	27,00	37,90	3,50	9,85
	LucRo W	23,60	24,60	33,90	3,25	9,10		LucRo W	27,80	27,60	38,40	3,55	9,85
	PLUS 10	23,60	25,60	35,00	4,20	9,10		PLUS 10	27,80	28,60	39,50	4,50	9,85
	Sandalen	23,20	23,40	33,10	3,20	9,10		Sandalen	27,20	26,40	37,60	3,50	9,85
36	LucRo S	24,30	23,40	32,80	3,20	9,10	42	LucRo S	28,50	26,40	37,00	3,50	9,90
	LucRo M	24,30	24,50	34,20	3,25	9,20		LucRo M	28,50	27,50	38,60	3,55	10,00
	LucRo W	24,30	25,10	34,70	3,30	9,20		LucRo W	28,50	28,10	39,10	3,60	10,00
	PLUS 10	24,30	26,10	35,80	4,25	9,20		PLUS 10	28,50	29,10	40,20	4,55	10,00
	Sandalen	23,80	23,90	33,90	3,25	9,20		Sandalen	27,90	26,90	38,20	3,55	10,00
37	LucRo S	25,00	23,90	33,50	3,25	9,20	43	LucRo S	29,20	26,90	37,70	3,55	10,05
	LucRo M	25,00	25,00	35,00	3,30	9,30		LucRo M	29,20	28,00	39,30	3,60	10,15
	LucRo W	25,00	25,60	35,50	3,35	9,30		LucRo W	29,20	28,60	39,80	3,65	10,15
	PLUS 10	25,00	26,60	36,60	4,30	9,30		PLUS 10	29,20	29,60	40,90	4,60	10,15
	Sandalen	24,40	24,40	34,70	3,30	9,30		Sandalen	28,60	27,40	38,80	3,60	10,15
38	LucRo S	25,70	24,40	34,20	3,30	9,30	44	LucRo S	29,80	27,40	38,30	3,60	10,20
	LucRo M	25,70	25,50	35,80	3,35	9,40		LucRo M	29,80	28,50	39,90	3,65	10,30
	LucRo W	25,70	26,10	36,30	3,40	9,40		LucRo W	29,80	29,10	40,40	3,70	10,30
	PLUS 10	25,70	27,10	37,40	4,35	9,40		PLUS 10	29,80	30,10	41,50	4,65	10,30
	Sandalen	25,10	24,90	35,50	3,35	9,40		Sandalen	29,20	27,70	39,40	3,65	10,30
39	LucRo S	26,40	24,90	34,90	3,35	9,45	45	LucRo S	30,40	27,90	38,90	3,65	10,35
	LucRo M	26,40	26,00	36,50	3,40	9,55		LucRo M	30,40	29,00	40,50	3,70	10,45
	LucRo W	26,40	26,60	37,00	3,45	9,55		LucRo W	30,40	29,60	41,00	3,75	10,45
	PLUS 10	26,40	27,60	38,10	4,40	9,55		PLUS 10	30,40	30,60	42,10	4,70	10,45
	Sandalen	25,80	25,40	36,20	3,40	9,55		Sandalen	29,80	28,20	40,00	3,70	10,45

### Plus 10 (+10 mm):

Dieser Leisten ist in der gesamten Länge um 10 mm aufgebaut, so dass eine bis zu 16 mm starke diabetesadaptierte Fußbettung im LucRo-Schuh Platz findet!





# Leistenmaße Damen

Größe	Modell	Leistenlänge A-B (cm)	Ballenmaß M (cm)	Fersenmaß N (cm)	Zehenhöhe L (cm)	Ballenbreite C-D (cm)	Größe	Modell	Leistenlänge A-B (cm)	Ballenmaß M (cm)	Fersenmaß N (cm)	Zehenhöhe L (cm)	Ballenbreite C-D (cm)
34	LucRo S	22,90	21,80	29,20	3,10	8,40	40	LucRo S	27,10	24,80	33,60	3,40	9,10
	LucRo M	22,90	22,90	30,60	3,15	8,50		LucRo M	27,10	25,90	35,20	3,45	9,20
	LucRo W	22,90	23,50	31,10	3,20	8,50		LucRo W	27,10	26,50	35,70	3,50	9,20
	PLUS 10	22,90	24,50	32,20	4,15	8,50		PLUS 10	27,10	27,50	36,80	4,45	9,20
	Sandalen	22,20	22,30	30,30	3,15	8,40		Sandalen	26,40	25,30	34,90	3,45	9,05
35	LucRo S	23,60	22,30	30,00	3,15	8,50	41	LucRo S	27,80	25,30	34,30	3,45	9,25
	LucRo M	23,60	23,40	31,40	3,20	8,60		LucRo M	27,80	26,40	35,90	3,50	9,35
	LucRo W	23,60	24,00	31,90	3,25	8,60		LucRo W	27,80	27,00	36,40	3,55	9,35
	PLUS 10	23,60	25,00	33,00	4,20	8,60		PLUS 10	27,80	28,00	37,50	4,50	9,35
	Sandalen	22,90	22,80	31,10	3,20	8,50		Sandalen	27,10	25,80	35,60	3,50	9,20
36	LucRo S	24,30	22,80	30,80	3,20	8,60	42	LucRo S	28,50	25,80	35,00	3,50	9,40
	LucRo M	24,30	23,90	32,20	3,25	8,70		LucRo M	28,50	26,90	36,60	3,55	9,50
	LucRo W	24,30	24,50	32,70	3,30	8,70		LucRo W	28,50	27,50	37,10	3,60	9,50
	PLUS 10	24,30	25,50	33,80	4,25	8,70		PLUS 10	28,50	28,50	38,20	4,55	9,50
	Sandalen	23,60	23,30	31,90	3,25	8,60		Sandalen	27,80	26,30	36,20	3,55	9,35
37	LucRo S	25,00	23,30	31,50	3,25	8,70	43	LucRo S	29,20	26,30	35,70	3,55	9,55
	LucRo M	25,00	24,40	33,00	3,30	8,80		LucRo M	29,20	27,40	37,30	3,60	9,65
	LucRo W	25,00	25,00	33,50	3,35	8,80		LucRo W	29,20	28,00	37,80	3,65	9,65
	PLUS 10	25,00	26,00	34,60	4,30	8,80		PLUS 10	29,20	29,00	38,90	4,60	9,65
	Sandalen	24,30	23,80	32,70	3,30	8,70		Sandalen	28,50	26,80	36,80	3,60	9,50
38	LucRo S	25,70	23,80	32,20	3,30	8,80	44	LucRo S	29,90	26,80	36,40	3,60	9,70
	LucRo M	25,70	24,90	33,80	3,35	8,90		LucRo M	29,90	27,90	38,00	3,65	9,80
	LucRo W	25,70	25,50	34,30	3,40	8,90		LucRo W	29,90	28,50	38,50	3,70	9,80
	PLUS 10	25,70	26,50	35,40	4,35	8,90		PLUS 10	29,90	29,50	39,60	4,65	9,80
	Sandalen	25,00	24,30	33,50	3,35	8,80		Sandalen	29,20	27,30	37,50	3,65	9,65
39	LucRo S	26,40	24,30	32,90	3,35	8,95	45	LucRo S	30,60	27,30	37,10	3,65	9,85
	LucRo M	26,40	25,40	34,50	3,40	9,05		LucRo M	30,60	28,40	38,70	3,70	9,95
	LucRo W	26,40	26,00	35,00	3,45	9,05		LucRo W	30,60	29,00	39,20	3,75	9,95
	PLUS 10	26,40	27,00	36,10	4,40	9,05		PLUS 10	30,60	30,00	40,30	4,70	9,95
	Sandalen	25,70	24,80	34,20	3,40	8,90		Sandalen	29,90	27,80	38,20	3,70	9,80

### Plus 10 (+10 mm):

Dieser Leisten ist in der gesamten Länge um 10 mm aufgebaut, so dass eine bis zu 16 mm starke diabetesadaptierte Fußbettung im LucRo-Schuh Platz findet!




## Leistenmaße Damen

Größe	Modell	Leistenlänge A-B (cm)	Ballenmaß M (cm)	Fersenmaß N (cm)	Zehenhöhe L (cm)	Ballenbreite C-D (cm)	Größe	Modell	Leistenlänge A-B (cm)	Ballenmaß M (cm)	Fersenmaß N (cm)	Zehenhöhe L (cm)	Ballenbreite C-D (cm)
36	LucRo S	24,30	23,10	31,10	3,30	8,90	40	LucRo S	27,10	25,10	33,90	3,50	9,40
	LucRo M	24,30	24,20	31,80	3,35	8,90		LucRo M	27,10	26,20	34,60	3,55	9,40
	LucRo W	24,30	24,80	32,60	3,40	8,90		LucRo W	27,10	26,80	35,40	3,60	9,40
	PLUS 10	24,30	25,80	33,40	4,35	8,90		PLUS 10	27,10	27,80	36,20	4,55	9,40
37	LucRo S	25,00	23,60	31,80	3,35	9,00	41	LucRo S	27,80	25,60	34,60	3,55	9,55
	LucRo M	25,00	24,70	32,50	3,40	9,00		LucRo M	27,80	26,70	35,30	3,60	9,55
	LucRo W	25,00	25,30	33,30	3,45	9,00		LucRo W	27,80	27,30	36,10	3,65	9,55
	PLUS 10	25,00	26,30	34,10	4,40	9,00		PLUS 10	27,80	28,30	36,90	4,60	9,55
38	LucRo S	25,70	24,10	32,50	3,40	9,10	42	LucRo S	28,50	26,10	35,30	3,60	9,70
	LucRo M	25,70	25,20	33,20	3,45	9,10		LucRo M	28,50	27,20	36,00	3,65	9,70
	LucRo W	25,70	25,80	34,00	3,50	9,10		LucRo W	28,50	27,80	36,80	3,70	9,70
	PLUS 10	25,70	26,80	34,80	4,45	9,10		PLUS 10	28,50	28,80	37,60	4,65	9,70
39	LucRo S	26,40	24,60	33,20	3,45	9,25	43	LucRo S	29,20	26,60	36,00	3,65	9,85
	LucRo M	26,40	25,70	33,90	3,50	9,25		LucRo M	29,20	27,70	36,70	3,70	9,85
	LucRo W	26,40	26,30	34,70	3,55	9,25		LucRo W	29,20	28,30	37,50	3,75	9,85
	PLUS 10	26,40	27,30	35,50	4,50	9,25		PLUS 10	29,20	29,30	38,30	4,70	9,85

\*das Hilfsmittelverzeichnis besitzt keinen abschließenden Charakter, sondern gilt vielmehr als Entscheidungshilfe bzw. dient der Information der Versicherten, Leistungserbringer, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte sowie Krankenkassen. Daher können auch Hilfsmittel, die nicht im Hilfsmittelverzeichnis gelistet sind, durch die GKV erstattungsfähig sein.

### Plus 10 (+10 mm):

Dieser Leisten ist in der gesamten Länge um 10 mm aufgebaut, so dass eine bis zu 16 mm starke diabetesadaptierte Fußbettung im LucRo-Schuh Platz findet!




# Leistenmaße Damen

Größe	Modell	Leistenlänge A-B (cm)	Ballenmaß M (cm)	Fersenmaß N (cm)	Zehenhöhe L (cm)	Ballenbreite C-D (cm)	Größe	Modell	Leistenlänge A-B (cm)	Ballenmaß M (cm)	Fersenmaß N (cm)	Zehenhöhe L (cm)	Ballenbreite C-D (cm)
34	LucRo S	22,90	23,10	31,70	3,30	9,20	40	LucRo S	27,10	26,10	36,10	3,60	9,90
	LucRo M	22,90	23,85	33,10	3,35	9,20		LucRo M	27,10	26,85	37,70	3,65	9,90
	LucRo W	22,90	24,60	33,60	3,40	9,20		LucRo W	27,10	27,60	38,20	3,70	9,90
	PLUS 10	22,90	25,65	34,70	4,35	9,20		PLUS 10	27,10	28,65	39,30	4,65	9,90
35	LucRo S	23,60	23,60	32,50	3,35	9,30	41	LucRo S	27,80	26,60	36,80	3,65	10,05
	LucRo M	23,60	24,35	33,90	3,40	9,30		LucRo M	27,80	27,35	38,40	3,70	10,05
	LucRo W	23,60	25,10	34,40	3,45	9,30		LucRo W	27,80	28,10	38,90	3,75	10,05
	PLUS 10	23,60	26,15	35,50	4,40	9,30		PLUS 10	27,80	29,15	40,00	4,70	10,05
36	LucRo S	24,30	24,10	33,30	3,40	9,40	42	LucRo S	28,50	27,10	37,50	3,70	10,20
	LucRo M	24,30	24,85	34,70	3,45	9,40		LucRo M	28,50	27,85	39,10	3,75	10,20
	LucRo W	24,30	25,60	35,20	3,50	9,40		LucRo W	28,50	28,60	39,60	3,80	10,20
	PLUS 10	24,30	26,65	36,30	4,45	9,40		PLUS 10	28,50	29,65	40,70	4,75	10,20
37	LucRo S	25,00	24,60	34,00	3,45	9,50	43	LucRo S	29,20	27,60	38,20	3,75	10,35
	LucRo M	25,00	25,35	35,50	3,50	9,50		LucRo M	29,20	28,35	39,80	3,80	10,35
	LucRo W	25,00	26,10	36,00	3,55	9,50		LucRo W	29,20	29,10	40,30	3,85	10,35
	PLUS 10	25,00	27,15	37,10	4,50	9,50		PLUS 10	29,20	30,15	41,40	4,80	10,35
38	LucRo S	25,70	25,10	34,70	3,50	9,60	44	LucRo S	29,90	28,10	38,80	3,80	10,50
	LucRo M	25,70	25,85	36,30	3,55	9,60		LucRo M	29,90	28,85	40,40	3,85	10,50
	LucRo W	25,70	26,60	36,80	3,60	9,60		LucRo W	29,90	29,60	40,90	3,90	10,50
	PLUS 10	25,70	27,65	37,90	4,55	9,60		PLUS 10	29,90	30,65	42,00	4,85	10,50
39	LucRo S	26,40	25,60	35,40	3,55	9,75	45	LucRo S	30,60	28,60	39,40	3,85	10,65
	LucRo M	26,40	26,35	37,00	3,60	9,75		LucRo M	30,60	29,35	41,00	3,90	10,65
	LucRo W	26,40	27,10	37,50	3,65	9,75		LucRo W	30,60	30,10	41,50	3,95	10,65
	PLUS 10	26,40	28,15	38,60	4,60	9,75		PLUS 10	30,60	31,15	42,60	4,90	10,65

### Plus 10 (+10 mm):

Dieser Leisten ist in der gesamten Länge um 10 mm aufgebaut, so dass eine bis zu 16 mm starke diabetesadaptierte Fußbettung im LucRo-Schuh Platz findet!




# Leistenmaße Herren

Größe	Modell	Leistenlänge A-B (cm)	Ballenmaß M (cm)	Fersenmaß N (cm)	Zehenhöhe L (cm)	Ballenbreite C-D (cm)	Größe	Modell	Leistenlänge A-B (cm)	Ballenmaß M (cm)	Fersenmaß N (cm)	Zehenhöhe L (cm)	Ballenbreite C-D (cm)
37	LucRo S	25,00	24,30	34,50	3,40	9,40	44	LucRo S	29,80	27,80	40,10	3,75	10,60
	LucRo M	25,00	25,40	35,60	3,45	9,60		LucRo M	29,80	28,90	41,20	3,80	10,80
	LucRo W	25,00	26,00	36,10	3,50	9,60		LucRo W	29,80	29,50	41,70	3,85	10,80
	PLUS 10	25,00	27,00	37,20	4,45	9,60		PLUS 10	29,80	30,50	42,80	4,80	10,80
	Sandalen	24,40	24,90	35,10	3,45	9,60		Sandalen	29,20	28,40	40,70	3,80	10,80
38	LucRo S	25,70	24,80	35,30	3,45	9,50	45	LucRo S	30,40	28,30	40,90	3,80	10,75
	LucRo M	25,70	25,90	36,40	3,50	9,70		LucRo M	30,40	29,40	42,00	3,85	10,95
	LucRo W	25,70	26,50	36,90	3,55	9,70		LucRo W	30,40	30,00	42,50	3,90	10,95
	PLUS 10	25,70	27,50	38,00	4,50	9,70		PLUS 10	30,40	31,00	43,60	4,85	10,95
	Sandalen	25,10	25,40	35,90	3,50	9,70		Sandalen	29,80	28,90	41,50	3,85	10,95
39	LucRo S	26,40	25,30	36,10	3,50	9,65	46	LucRo S	31,10	28,80	41,70	3,85	10,90
	LucRo M	26,40	26,40	37,20	3,55	9,85		LucRo M	31,10	29,90	42,80	3,90	11,10
	LucRo W	26,40	27,00	37,70	3,60	9,85		LucRo W	31,10	30,50	43,30	3,95	11,10
	PLUS 10	26,40	28,00	38,80	4,55	9,85		PLUS 10	31,10	31,50	44,40	4,90	11,10
	Sandalen	25,80	25,90	36,70	3,55	9,85		Sandalen	30,50	29,40	42,30	3,90	11,10
40	LucRo S	27,10	25,80	36,90	3,55	9,85	47	LucRo S	31,80	29,30	42,50	3,90	11,05
	LucRo M	27,10	26,90	38,00	3,60	10,05		LucRo M	31,80	30,40	43,60	3,95	11,25
	LucRo W	27,10	27,50	38,50	3,65	10,05		LucRo W	31,80	31,00	44,10	4,00	11,25
	PLUS 10	27,10	28,50	39,60	4,60	10,05		PLUS 10	31,80	32,00	45,20	4,95	11,25
	Sandalen	26,50	26,40	37,50	3,60	10,05		Sandalen	31,10	29,90	43,10	3,95	11,25
41	LucRo S	27,80	26,30	37,70	3,60	10,05	48	LucRo S	32,40	29,80	43,30	3,95	11,20
	LucRo M	27,80	27,40	38,80	3,65	10,25		LucRo M	32,40	30,90	44,40	4,00	11,40
	LucRo W	27,80	28,00	39,30	3,70	10,25		LucRo W	32,40	31,50	44,90	4,05	11,40
	PLUS 10	27,80	29,00	40,40	4,65	10,25		PLUS 10	32,40	32,50	46,00	5,00	11,40
	Sandalen	27,20	26,90	38,30	3,65	10,25		Sandalen	31,70	30,40	43,90	4,00	11,40
42	LucRo S	28,50	26,80	38,50	3,65	10,25	49	LucRo S	33,00	30,30	44,10	4,00	11,35
	LucRo M	28,50	27,90	39,60	3,70	10,45		LucRo M	33,00	31,40	45,20	4,05	11,55
	LucRo W	28,50	28,50	40,10	3,75	10,45		LucRo W	33,00	32,00	45,70	4,10	11,55
	PLUS 10	28,50	29,50	41,20	4,70	10,45		PLUS 10	33,00	33,00	46,80	5,05	11,55
	Sandalen	27,90	27,40	39,10	3,70	10,45		Sandalen	32,30	30,90	44,70	4,05	11,55
43	LucRo S	29,20	27,30	39,30	3,70	10,45	50	LucRo S	33,60	30,80	44,90	4,05	11,50
	LucRo M	29,20	28,40	40,40	3,75	10,65		LucRo M	33,60	31,90	46,00	4,10	11,70
	LucRo W	29,20	29,00	40,90	3,80	10,65		LucRo W	33,60	32,50	46,50	4,15	11,70
	PLUS 10	29,20	30,00	42,00	4,75	10,65		PLUS 10	33,60	33,50	47,60	5,10	11,70
	Sandalen	28,60	27,90	39,90	3,75	10,65		Sandalen	32,90	31,40	45,50	4,10	11,70

**Plus 10 (+10 mm):**

Dieser Leisten ist in der gesamten Länge um 10 mm aufgebaut, so dass eine bis zu 16 mm starke diabetesadaptierte Fußbettung im LucRo-Schuh Platz findet!




# Leistenmaße Herren

Größe	Modell	Leistenlänge A-B (cm)	Ballenmaß M (cm)	Fersenmaß N (cm)	Zehenhöhe L (cm)	Ballenbreite C-D (cm)	Größe	Modell	Leistenlänge A-B (cm)	Ballenmaß M (cm)	Fersenmaß N (cm)	Zehenhöhe L (cm)	Ballenbreite C-D (cm)
37	LucRo S	25,00	23,30	32,50	2,90	9,20	44	LucRo S	29,80	26,80	38,10	3,25	10,40
	LucRo M	25,00	24,40	33,60	2,95	9,40		LucRo M	29,80	27,90	39,20	3,30	10,60
	LucRo W	25,00	25,00	34,10	3,00	9,40		LucRo W	29,80	28,50	39,70	3,35	10,60
	PLUS 10	25,00	26,00	35,20	3,95	9,40		PLUS 10	29,80	29,50	40,80	4,30	10,60
	Sandalen	24,30	23,90	33,10	2,95	9,30		Sandalen	29,20	27,40	38,70	3,30	10,45
38	LucRo S	25,70	23,80	33,30	2,95	9,30	45	LucRo S	30,40	27,30	38,90	3,30	10,55
	LucRo M	25,70	24,90	34,40	3,00	9,50		LucRo M	30,40	28,40	40,00	3,35	10,75
	LucRo W	25,70	25,50	34,90	3,05	9,50		LucRo W	30,40	29,00	40,50	3,40	10,75
	PLUS 10	25,70	26,50	36,00	4,00	9,50		PLUS 10	30,40	30,00	41,60	4,35	10,75
	Sandalen	25,00	24,40	33,90	3,00	9,40		Sandalen	29,80	27,90	39,50	3,35	10,60
39	LucRo S	26,40	24,30	34,10	3,00	9,45	46	LucRo S	31,10	27,80	39,70	3,35	10,70
	LucRo M	26,40	25,40	35,20	3,05	9,65		LucRo M	31,10	28,90	40,80	3,40	10,90
	LucRo W	26,40	26,00	35,70	3,10	9,65		LucRo W	31,10	29,50	41,30	3,45	10,90
	PLUS 10	26,40	27,00	36,80	4,05	9,65		PLUS 10	31,10	30,50	42,40	4,40	10,90
	Sandalen	25,70	24,90	34,70	3,05	9,50		Sandalen	30,40	28,40	40,30	3,40	10,75
40	LucRo S	27,10	24,80	34,90	3,05	9,65	47	LucRo S	31,80	28,30	40,50	3,40	10,85
	LucRo M	27,10	25,90	36,00	3,10	9,85		LucRo M	31,80	29,40	41,60	3,45	11,05
	LucRo W	27,10	26,50	36,50	3,15	9,85		LucRo W	31,80	30,00	42,10	3,50	11,05
	PLUS 10	27,10	27,50	37,60	4,10	9,85		PLUS 10	31,80	31,00	43,20	4,45	11,05
	Sandalen	26,40	25,40	35,50	3,10	9,65		Sandalen	31,10	28,90	41,10	3,45	10,90
41	LucRo S	27,80	25,30	35,70	3,10	9,85	48	LucRo S	32,40	28,80	41,30	3,45	11,00
	LucRo M	27,80	26,40	36,80	3,15	10,05		LucRo M	32,40	29,90	42,40	3,50	11,20
	LucRo W	27,80	27,00	37,30	3,20	10,05		LucRo W	32,40	30,50	42,90	3,55	11,20
	PLUS 10	27,80	28,00	38,40	4,15	10,05		PLUS 10	32,40	31,50	44,00	4,50	11,20
	Sandalen	27,10	25,90	36,30	3,15	9,85		Sandalen	31,70	29,40	41,90	3,50	11,05
42	LucRo S	28,50	25,80	36,50	3,15	10,05	49	LucRo S	33,00	29,30	42,10	3,50	11,15
	LucRo M	28,50	26,90	37,60	3,20	10,25		LucRo M	33,00	30,40	43,20	3,55	11,35
	LucRo W	28,50	27,50	38,10	3,25	10,25		LucRo W	33,00	31,00	43,70	3,60	11,35
	PLUS 10	28,50	28,50	39,20	4,20	10,25		PLUS 10	33,00	32,00	44,80	4,55	11,35
	Sandalen	27,80	26,40	37,10	3,20	10,05		Sandalen	32,30	29,90	42,70	3,55	11,20
43	LucRo S	29,20	26,30	37,30	3,20	10,25	50	LucRo S	33,60	29,80	42,90	3,55	11,30
	LucRo M	29,20	27,40	38,40	3,25	10,45		LucRo M	33,60	30,90	44,00	3,60	11,50
	LucRo W	29,20	28,00	38,90	3,30	10,45		LucRo W	33,60	31,50	44,50	3,65	11,50
	PLUS 10	29,20	29,00	40,00	4,25	10,45		PLUS 10	33,60	32,50	45,60	4,60	11,50
	Sandalen	28,50	26,90	37,60	3,25	10,25		Sandalen	32,90	30,40	43,50	3,60	11,35

**Plus 10 (+10 mm):**

Dieser Leisten ist in der gesamten Länge um 10 mm aufgebaut, so dass eine bis zu 16 mm starke diabetesadaptierte Fußbettung im LucRo-Schuh Platz findet!





## Leistenmaße Herren

Größe	Modell	Leistenlänge A-B (cm)	Ballenmaß M (cm)	Fersenmaß N (cm)	Zehenhöhe L (cm)	Ballenbreite C-D (cm)	Größe	Modell	Leistenlänge A-B (cm)	Ballenmaß M (cm)	Fersenmaß N (cm)	Zehenhöhe L (cm)	Ballenbreite C-D (cm)
40	LucRo S	27,10	25,00	34,90	3,35	9,85	46	LucRo S	31,10	28,00	39,70	3,65	10,90
	LucRo M	27,10	26,10	36,00	3,40	9,85		LucRo M	31,10	29,10	40,80	3,70	10,90
	LucRo W	27,10	26,70	36,50	3,45	9,85		LucRo W	31,10	29,70	41,30	3,75	10,90
	PLUS 10	27,10	27,70	37,60	4,40	9,85		PLUS 10	31,10	30,70	42,40	4,70	10,90
41	LucRo S	27,80	25,50	35,70	3,40	10,05	47	LucRo S	31,80	28,50	40,50	3,70	11,05
	LucRo M	27,80	26,60	36,80	3,45	10,05		LucRo M	31,80	29,60	41,60	3,75	11,05
	LucRo W	27,80	27,20	37,30	3,50	10,05		LucRo W	31,80	30,20	42,10	3,80	11,05
	PLUS 10	27,80	28,20	38,40	4,45	10,05		PLUS 10	31,80	31,20	43,20	4,75	11,05
42	LucRo S	28,50	26,00	36,50	3,45	10,25	48	LucRo S	32,40	29,00	41,30	3,75	11,20
	LucRo M	28,50	27,10	37,60	3,50	10,25		LucRo M	32,40	30,10	42,40	3,80	11,20
	LucRo W	28,50	27,70	38,10	3,55	10,25		LucRo W	32,40	30,70	42,90	3,85	11,20
	PLUS 10	28,50	28,70	39,20	4,50	10,25		PLUS 10	32,40	31,70	44,00	4,80	11,20
43	LucRo S	29,20	26,50	37,30	3,50	10,45	49	LucRo S	33,00	29,50	42,10	3,80	11,35
	LucRo M	29,20	27,60	38,40	3,55	10,45		LucRo M	33,00	30,60	43,20	3,85	11,35
	LucRo W	29,20	28,20	38,90	3,60	10,45		LucRo W	33,00	31,20	43,70	3,90	11,35
	PLUS 10	29,20	29,20	40,00	4,55	10,45		PLUS 10	33,00	32,20	44,80	4,85	11,35
44	LucRo S	29,80	27,00	38,10	3,55	10,60	50	LucRo S	33,60	30,00	42,90	3,85	11,50
	LucRo M	29,80	28,10	39,20	3,60	10,60		LucRo M	33,60	31,10	44,00	3,90	11,50
	LucRo W	29,80	28,70	39,70	3,65	10,60		LucRo W	33,60	31,70	44,50	3,95	11,50
	PLUS 10	29,80	29,70	40,80	4,60	10,60		PLUS 10	33,60	32,70	45,60	4,90	11,50
45	LucRo S	30,40	27,50	38,90	3,60	10,75							
	LucRo M	30,40	28,60	40,00	3,65	10,75							
	LucRo W	30,40	29,20	40,50	3,70	10,75							
	PLUS 10	30,40	30,20	41,60	4,65	10,75							

\*das Hilfsmittelverzeichnis besitzt keinen abschließenden Charakter, sondern gilt vielmehr als Entscheidungshilfe bzw. dient der Information der Versicherten, Leistungserbringer, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte sowie Krankenkassen. Daher können auch Hilfsmittel, die nicht im Hilfsmittelverzeichnis gelistet sind, durch die GKV erstattungsfähig sein.

### Plus 10 (+10 mm):

Dieser Leisten ist in der gesamten Länge um 10 mm aufgebaut, so dass eine bis zu 16 mm starke diabetesadaptierte Fußbettung im LucRo-Schuh Platz findet!



# Leistenmaße Herren

Größe	Modell	Leistenlänge A-B (cm)	Ballenmaß M (cm)	Fersenmaß N (cm)	Zehenhöhe L (cm)	Ballenbreite C-D (cm)	Größe	Modell	Leistenlänge A-B (cm)	Ballenmaß M (cm)	Fersenmaß N (cm)	Zehenhöhe L (cm)	Ballenbreite C-D (cm)
37	LucRo S	25,00	24,60	35,90	3,60	10,00	44	LucRo S	29,80	28,10	41,50	3,95	11,20
	LucRo M	25,00	25,70	37,00	3,65	10,00		LucRo M	29,80	29,20	42,60	4,00	11,20
	LucRo W	25,00	26,30	37,50	3,70	10,00		LucRo W	29,80	29,80	43,10	4,05	11,20
	PLUS 10	25,00	27,30	38,60	4,65	10,00		PLUS 10	29,80	30,80	44,20	5,00	11,20
38	LucRo S	25,70	25,10	36,70	3,65	10,10	45	LucRo S	30,40	28,60	42,30	4,00	11,35
	LucRo M	25,70	26,20	37,80	3,70	10,10		LucRo M	30,40	29,70	43,40	4,05	11,35
	LucRo W	25,70	26,80	38,30	3,75	10,10		LucRo W	30,40	30,30	43,90	4,10	11,35
	PLUS 10	25,70	27,80	39,40	4,70	10,10		PLUS 10	30,40	31,30	45,00	5,05	11,35
39	LucRo S	26,40	25,60	37,50	3,70	10,25	46	LucRo S	31,10	29,10	43,10	4,05	11,50
	LucRo M	26,40	26,70	38,60	3,75	10,25		LucRo M	31,10	30,20	44,20	4,10	11,50
	LucRo W	26,40	27,30	39,10	3,80	10,25		LucRo W	31,10	30,80	44,70	4,15	11,50
	PLUS 10	26,40	28,30	40,20	4,75	10,25		PLUS 10	31,10	31,80	45,80	5,10	11,50
40	LucRo S	27,10	26,10	38,30	3,75	10,45	47	LucRo S	31,80	29,60	43,90	4,10	11,65
	LucRo M	27,10	27,20	39,40	3,80	10,45		LucRo M	31,80	30,70	45,00	4,15	11,65
	LucRo W	27,10	27,80	39,90	3,85	10,45		LucRo W	31,80	31,30	45,50	4,20	11,65
	PLUS 10	27,10	28,80	41,00	4,80	10,45		PLUS 10	31,80	32,30	46,60	5,15	11,65
41	LucRo S	27,80	26,60	39,10	3,80	10,65	48	LucRo S	32,40	30,10	44,70	4,15	11,80
	LucRo M	27,80	27,70	40,20	3,85	10,65		LucRo M	32,40	31,20	45,80	4,20	11,80
	LucRo W	27,80	28,30	40,70	3,90	10,65		LucRo W	32,40	31,80	46,30	4,25	11,80
	PLUS 10	27,80	29,30	41,80	4,85	10,65		PLUS 10	32,40	32,80	47,40	5,20	11,80
42	LucRo S	28,50	27,10	39,90	3,85	10,85	49	LucRo S	33,00	30,60	45,50	4,20	11,95
	LucRo M	28,50	28,20	41,00	3,90	10,85		LucRo M	33,00	31,70	46,60	4,25	11,95
	LucRo W	28,50	28,80	41,50	3,95	10,85		LucRo W	33,00	32,30	47,10	4,30	11,95
	PLUS 10	28,50	29,80	42,60	4,90	10,85		PLUS 10	33,00	33,30	48,20	5,25	11,95
43	LucRo S	29,20	27,60	40,70	3,90	11,05	50	LucRo S	33,60	31,10	46,30	4,25	12,10
	LucRo M	29,20	28,70	41,80	3,95	11,05		LucRo M	33,60	32,20	47,40	4,30	12,10
	LucRo W	29,20	29,30	42,30	4,00	11,05		LucRo W	33,60	32,80	47,90	4,35	12,10
	PLUS 10	29,20	30,30	43,40	4,95	11,05		PLUS 10	33,60	33,80	49,00	5,30	12,10

### Plus 10 (+10 mm):

Dieser Leisten ist in der gesamten Länge um 10 mm aufgebaut, so dass eine bis zu 16 mm starke diabetesadaptierte Fußbettung im LucRo-Schuh Platz findet!

Schein Orthopädie Service KG  
Hildegardstr. 5  
42897 Remscheid  
Germany  
Tel. +49 2191 910-200  
Fax +49 2191 910-100  
service@schein.de  
www.schein.de



Germany since 1879



099990576